



Analizador de narcóticos portátil Thermo Scientific TruNarc


Pruebas de presunción de narcóticos, precursores y agentes de corte en el campo



El analizador de narcóticos portátil TruNarc

limita el contacto directo

- Pruebas para casi 500 sustancias, incluidos narcóticos, estimulantes, depresores, alucinógenos y analgésicos
- Biblioteca actualizada regularmente para incluir amenazas de drogas emergentes
- No requiere contacto directo con la mayoría de las sustancias
- Ofrece resultados claros y en tiempo real para pruebas presuntas
- Proporciona registros automatizados a prueba de manipulaciones con resultados de escaneo, incluidos sellos de fecha y hora para ayudar a acelerar el enjuiciamiento y la prosecución



Ayudando a la aplicación de la ley



TruNarc: eficiente, económico, seguro

Las agencias en los Estados Unidos que implementan TruNarc están viendo beneficios inmediatos::

- Incluso las sustancias poco conocidas se pueden identificar casi instantáneamente en el campo
- Se reduce considerablemente la necesidad de que los agentes del orden público manejen narcóticos potencialmente letales.
- Se libera valioso tiempo de laboratorio para casos de mayor prioridad
- La reducción de la demanda de pruebas de laboratorio genera importantes ahorros en costos

beneficios

Mantengase a la vanguardia: seguro y preciso

Historias de éxito de TruNarc

Quincy PD, Massachusetts: Drogas poco conocidas identificadas rápidamente

- TruNarc identificó de inmediato una muestra desconocida como Alpha-PVP ("Flakka"), una catinona sintética
- Alerta oficial estatal sobre nuevo fármaco emitida al día siguiente

Condado de Etowah, Alabama: Tiempos de espera reducidos en la corte

- *"Definitivamente estamos viendo un beneficio gracias a TruNarc. Podemos llevar casos al gran jurado donde antes no teníamos un informe de toxicología. Ahora, un acusado no tiene que esperar su día en la corte. Ha sido un regalo del cielo".*

– Etowah County

Condado de Charles, Maryland: Protección mejorada para los agentes del orden público

- Mediante el uso de TruNarc, los agentes identificaron rápidamente el fentanilo (un opioide potente que se absorbe al tocarlo y puede causar una sobredosis o la muerte) en la incautación de heroína.
- *"La seguridad de nuestros oficiales es una de nuestras principales prioridades, y esta tecnología nos permitirá identificar de forma segura sustancias peligrosas controladas de forma rápida y precisa sin tener que esperar los resultados de laboratorio".*

– Charles County



Identificación precisa de narcóticos



TruNarc ayuda a mantener a los oficiales seguros

El uso de narcóticos y opioides ilícitos continúa disparándose. Las drogas letales emergentes como el fentanilo y el carfentanilo amenazan la seguridad Pública. Para salvar vidas y proteger a los agentes del orden, las sustancias prohibidas deben identificarse de forma rápida, segura y precisa.

El analizador Thermo Scientific™ TruNarc™ identifica rápidamente drogas y puede reducir la acumulación de casos en los laboratorios criminalísticos mientras reduce costos.

Esto conduce a una resolución de casos más rápida y ayuda a los infractores de drogas a acceder al tratamiento más rápido.

ahorra tiempo y dinero





TruNarc: una prueba presuntiva más precisa y fiable

Especificaciones	Descripción
Peso	1.25 lb (.570 kg)
Dimensiones	6.4 x 4.1 x 2.0 in. (16.26 x 10.41 x 5.10 cm)
Librería	Sustancias controladas, agentes de corte y precursores
Configuraciones	Ilimitado o pago por escaneo
Formatos de exportación de datos	CSV, SPC, PDF, SCZ, SCN
Batería	Paquete de batería interna recargable de 3,7 V (10 horas); adaptador de pared de CC, 5 V CC, 1,5 A; cargador de coche opcional
Temperatura de funcionamiento	14° F a 122° F (-10° C a +50° C)
Configuración de idioma	Inglés, árabe, chino, checo, holandés, francés, japonés, polaco, ruso, español
Administración de computo	TruNarc Admin software conectado a través de microUSB a USB
Soporte de alcance	Análisis espectral por parte de químicos del personal disponible
Validación	Resultados de pruebas de terceros disponibles a pedido

Para obtener más información sobre TruNarc o programar una demostración, por favor visítenos en línea en:

thermofisher.com/trunarc

ThermoFisher
SCIENTIFIC